

DISPOSITIVO IRRIGACIÓN AIRE CONTROLADO

REFERENCIA: OPT-190700

MARCA: OPTIKON



Descripción:

Dispositivo de irrigación de soluciones durante cirugías oftalmológicas a presión controlada por aire. El aire pasa por un filtro para esterilizarse, antes de entrar al vial.

Medidas:

Aguja de 15G x 5,5"

Filtro en el extremo del tubo de conexión de 0,22 µm.

Equipos compatibles:

R-Evolution, Assistant, R-evolution CR, Pulsar2 Minimal Stress+Vit Module, Pulsar2 ESP Minimal Stress+Vit Module, R-Evo smart CR, R-Evo smart S, R-Evo smart E.

Presentación:

Caja de 5 unidades, envasadas estériles e individualmente.

Desechables y de un solo uso.

Fecha de edición: 4 de septiembre de 2020, Rev. 1