

## SONDA VITRECTOMIA ANTERIOR

**REFERENCIA:** OPT-192304

**MARCA:** OPTIKON



### Descripción:

Sonda de vitrectomía con manguito de irrigación coaxial. Diseñado para cortar y aspirar el humor vítreo del globo ocular durante la cirugía oftalmológica.

### Composición:

Cuchilla fija con puerta de ablación, cuerpo blanco en el que se indica 20G, tapa posterior, tubo transparente para accionar la cuchilla, tubo azulado para aspiración, prolongación posterior para conexión y desconexión rápida y un manguito coaxial de irrigación.

### Materiales:

Tubos de PVC sin ftalatos.

### Equipos compatibles:

R-Evolution, Assistant, R-evolution CR, Pulsar2 Minimal Stress+Vit Module, Pulsar2 ESP Minimal Stress+Vit Module, R-Evo smart CR, R-Evo smart S, R-Evo smart E.

### Presentación:

Caja de 5 unidades, envasadas estériles e individualmente.

Desechables y de un solo uso.

*Fecha de edición: 4 de septiembre de 2020, Rev. 1*