

KIT EASYSYS HI-VAC P / R EVOLUTION/R-EVO SMART

REFERENCIA: OPT-192704

MARCA: OPTIKON



Composición:

- Línea de irrigación (defluser) con cámara de goteo con perforador.
- Set de tubos I/A con caja EasySys Hi-Vac doble bomba, sistema anticolapso (ACS3) y bolsa de drenaje.
- Paño cubrepantalla.
- Funda Mayo para la bandeja.

Descripción:

La funda para la bandeja garantiza la esterilidad de la superficie de apoyo para colocar los accesorios; su diseño permite que sea colocada sin contaminarla. El paño cubrepantalla posibilita seleccionar opciones en ésta, directamente y también manteniendo la esterilidad. La línea de irrigación con cámara de goteo hace salir solución salina equilibrada (desde un frasco con tapón de goma suspendido de una percha de sujeción) hasta el set de tubos I/A. Los tubos cuentan con la caja EasySys Hi-Vac, un sistema de doble bomba unificado. De esta manera, el cirujano puede cambiar entre bomba peristáltica y Venturi mientras lleva a cabo la operación. El sistema anticolapso ACS3 y el dispositivo KISS eliminan las fluctuaciones de la cámara y mejora las prestaciones del sistema de aspiración.

Producto compatible con:

R-Evolution, R-evolution CR, R-Evo smart CR, R-Evo smart S y R-Evo smart E.

Presentación: Caja de 10 kits. Estéril y desechable.

Fecha de edición: 20 de marzo de 2019, Rev.1