

KIT FACO FULL 21/FL 2ST R-EVO

REFERENCIA: OPT-195105

MARCA: OPTIKON



Componentes:

Kit para faco que incluye los siguientes componentes:

- OPT-192700
 - 1 x Cassette EasySys Hi-Vac con tubos I/A y bolsa de recogida
 - 1 x Línea de irrigación con cámara con cuentagotas
- OPT-19510Y
 - 1 x cámara test
 - 1 x punta de faco
 - 2 x fundas de silicona para la punta de faco
- OPT-19704A
 - 1 x Cobertor para la pantalla
 - 1 x Cubremesa

Presentación:

Caja de 10 kits independientes. Desechable y de un solo uso.

Fecha de edición: 15 de enero de 2020, Rev.1.