

Protectores oculares Visitec®

No estéril, de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase I MDD, no estéril De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• N/D.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">• Proteger el ojo antes o después de la cirugía
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• polipropileno• Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• N/D.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">• Principal: bolsa de polietileno• Secundario: cartón

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision In Sight

Características generales:

- Protector ocular de plástico con orificios de ventilación.
- Protector ocular flexible moldeado para ajustarse a los ojos derecho o izquierdo con el fin de ofrecer protección y confort.
- Los bordes suaves no necesitan cubrirse.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Protectores oculares Visitec®, no estéril		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
X-00-08600	Protector ocular Visitec®, derecho, blanco	12
X-00-08601	Protector ocular Visitec®, izquierdo, blanco	12
X-00-08604	Protector ocular Visitec®, derecho, beige	12
X-00-08605	Protector ocular Visitec®, izquierdo, beige	12
X-00-08606	Protector ocular Visitec®, derecho, verde	12
X-00-08607	Protector ocular Visitec®, izquierdo, verde	12
X-00-08608	Protector ocular Visitec®, derecho, azul	12
X-00-08609	Protector ocular Visitec®, izquierdo, azul	12
X-00-08610	Protector ocular Visitec® universal, blanco	12
BVI-0008612	Protector ocular Visitec® universal, beige	12
X-00-08618	Protector ocular Visitec® universal, transparente	12

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA