

Puntas y bandas

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS





Clase de producto: Clase II FDA Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: 0008660,0008661 <ul style="list-style-type: none">Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. 400115,410115 <ul style="list-style-type: none">Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Absorción de fluidos durante diversos procedimientos oftalmológicos.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: 0008660,0008661 <ul style="list-style-type: none">Puntas y bandas: celulosa 400115,410115 <ul style="list-style-type: none">Puntas: PVASin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Rayos gamma.Steris Corporation/Isomedix Services.	Material de embalaje: 0008660,0008661 <ul style="list-style-type: none">Principal: bolsa de papel glassineSecundario: tapa de papel recubierta/blíster de plástico/caja de cartón 400115,410115 <ul style="list-style-type: none">Principal: MET PET/lámina de PE/bolsa de plásticoSecundario: bolsa de película de Tyvek/caja de cartón

Características generales:

- Las puntas y bandas Weck-Gel® están fabricadas de celulosa natural muy absorbente.
- Las puntas de esponja Merocel® están fabricadas con acetato de polivinilo (PVA), que absorbe mucho y rápido sin soltar hilos.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Puntas y bandas		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
X-00-08660	 Puntas y bandas de esponja Weck-Gel® Contiene 6 bandas y 2 puntas	24
X-00-08661	 Puntas de esponja Weck-Gel® Bolsita de 20 unidades	240
X-400115	 Puntas de esponja Merocel® Bolsita de 20 unidades	400
X-410115	 Puntas de esponja Merocel® Bolsita de 10 unidades	200

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452
Oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com



Distibuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com