

Pinzas bipolares Wet-Field®

Material reutilizable

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase II FDA, Clase IIb MDD De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: N/D
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Las pinzas bipolares reutilizables son unos dispositivos electroquirúrgicos dirigidos a coagular tejidos o detener hemorragias en intervenciones oftálmicas esclerales e intraesclerales. Están diseñadas para utilizarse con el coagulador y los cables Wet-Field®*.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Punta: acero inoxidableMango recubierto de plástico: poliamidaClavijas conectoras: acero inoxidable 302Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: N/D	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: protector de punta y bolsa de polietilenoSecundario: envase de papel con paquete tipo almohada

*Consulte la ficha técnica para 0590313, 0590319 y 0590320

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Las pinzas bipolares están diseñadas para coagular con suavidad sin arco eléctrico entre las puntas pulidas del instrumental para reducir la adherencia del coágulo.
- Las hojas aisladas de las pinzas están diseñadas para reducir la posibilidad de descarga eléctrica durante la intervención.
- La posición de la punta es fiable y la tensión homogénea durante la operación ofrece un gran rendimiento en cada uso.
- Existen seis modelos disponibles, lo que ofrece versatilidad en la aplicación.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Pinza bipolar Wet-Field® - reutilizable		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
X-22-1204	 Pinza estándar Beaver Visitec Wet-Field®	1
X-22-1206	 Pinza recta para iris Beaver Visitec Wet-Field®	1
X-22-1207	 Pinza curva para iris Beaver Visitec Wet-Field®	1
X-22-1208	 Pinza de Adson Beaver Visitec Wet-Field®	1
X-22-1209	 Pinza de coaptación Beaver Visitec Wet-Field®	1
X-22-1211	 Pinza de Tenzel Beaver Visitec Wet-Field®	1

*Consulte la ficha técnica para 0590313, 0590319 y 0590320

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA