

Cables Wet-Field®



HOJA DE DATOS

| | |
|--|--|
| Clase de producto: Clase II FDA Clase IIb MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios | Vida útil: <u>221202. 221220</u> <ul style="list-style-type: none">• No estéril. <u>22135010. 22135050. 22155010</u> <ul style="list-style-type: none">• Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación. |
| Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU. | Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">• Diseñados para utilizar conectar pinzas o borradores al coagulador Wet-Field®.• No existe contacto con el paciente. |
| Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 | Composición del producto: <u>221202. 221220</u> <ul style="list-style-type: none">• Cable: cobre aislado con TPE• Clavijas de punta cónica: latón niquelado• Conector: aleación de cobre-berilio, revestimiento de estaño <u>22135010. 22135050. 22155010</u> <ul style="list-style-type: none">• Clavijas de punta cónica: conector hembra de latón• Cable: cobre aislado con PVC blanco Sin: látex /ftalatos/componentes de origen animal, incluye: PVC |
| Para el producto estéril: <u>221202. 221220</u> <ul style="list-style-type: none">• No estéril. <u>22135010. 22135050. 22135050</u> <ul style="list-style-type: none">• óxido de etileno/Sterigenics 377122 | Material de embalaje: <u>221202. 221220</u> <ul style="list-style-type: none">• Principal: bolsa de polietileno <u>22135010. 22155010</u> <ul style="list-style-type: none">• Principal: bolsa de Tyvek• Secundario: cartón <u>22135050</u> <ul style="list-style-type: none">• Principal: bolsa de Tyvek• Secundario: bolsa de Tyvek |

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Estos dispositivos están diseñados para utilizar con el coagulador Wet-Field.*
- El producto se vende como reutilizable o desechable y estéril.
- El cable mide 3,5 m.



Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

| Cables Wet-Field® | | |
|-------------------|---|-------------------|
| N.º de artículo | Descripción | Cantidad por caja |
| X-22-1202 | Cable bipolar reutilizable Wet-Field® | 3 |
| BVI-221220 | Cable reutilizable Wet-Field® | 1 |
| X-22-1350-10 | Cable bipolar desechable Wet-Field® | 10 |
| X-22-1350-50 | Cable bipolar desechable Wet-Field® | 50 |
| X-22-155010 | Cable bipolar desechable con clavijas protegidas Wet-Field® | 10 |

*Consulte la ficha técnica para 0590318, 0590319 y 0590320

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452, oficina
de EE. UU.: 866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA