

Kits de control de fluidos

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase II FDA Todos de Clase IIa MDD, excepto 581065 y 581066 de Clase I, 40451 vendido solo en EE. UU. Estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Tres (3) años a partir de la fecha de fabricación
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Los kits contienen productos para el control de fluidos, paños para limpiar el delicado instrumental quirúrgico y protectores lumínicos corneales para proteger el ojo de la luz del microscopio.
Información de certificación: <u>Bidford:</u> Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004 <u>Waltham:</u> Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: 40451: <ul style="list-style-type: none">Paño, drenaje y protector lumínico corneal: PVAPuntas de hemosteta: celulosaMangos de hemosteta: polipropileno 223622, 400117, 581066: <ul style="list-style-type: none">PVA 453101: <ul style="list-style-type: none">Puntas de hemosteta: PVAMangos de hemosteta: polipropileno 400113, 400131: <ul style="list-style-type: none">Hemostetas, mecha, paño, drenaje, protector lumínico corneal: PVAMangos de hemosteta: polipropileno 581065: <ul style="list-style-type: none">PVA/PE/alambre de acero recubierto de PESin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

<p>Para el producto estéril:</p> <p>40451, 223622, 400113, 400117,400131, 453101:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gamma, Steris Corporation/Isomedix <p>581065 y 581066</p> <ul style="list-style-type: none"> • Óxido de etileno (ETO) Anderson Caledonia 	<p>Material de embalaje:</p> <p>40451:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principal: bolsa de polietileno con refuerzo de papel adhesivo/ protector lumínico corneal en bolsa de papel glassine/película de Tyvek • Secundario: caja de cartón <p>400113</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principal: bolsa de polietileno con refuerzo de papel adhesivo/MET PE/lámina de PE/bolsa de plástico/protector lumínico corneal en bolsa de papel glassine/bolsa de película de Tyvek • Secundario: caja de cartón <p>400131</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principal: MET PE/lámina de PE Foil/bolsa de plástico/protector lumínico corneal en bolsa de papel glassine/bolsa de película de Tyvek • Secundario: caja de cartón <p>223622, 400117:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principal: protector lumínico corneal en bolsa de papel glassine/película de Tyvek • Secundario: caja de cartón <p>453101:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principal: MET PET/lámina de PE Foil/bolsa de plástico • Secundario: tapas de Tyvek recubiertas/ blíster de plástico/cartón Caja <p>581065, 581066</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principal: Tyvek, bolsa de plástico • Secundario: caja de cartón
--	---






Características generales:

- Kits de control de fluidos diseñados para facilitar su uso
- Pueden incluir hemostetas de absorción rápida, tiras de drenaje, paños, protectores lumínicos corneales, bolsas de recogida de líquidos.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.






Información del producto:

Kits de control de fluidos		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-581066 (Bidford)	 <p>Kit de cirugía oftálmica Visitec® 1 x 581047 Paño para instrumental Visiwipe® 1 x 581048 Tira de drenaje ocular 1 x 581062 Protector lumínico corneal Visitec</p>	20
BVI-581065 (Bidford)	 <p>Kit de accesorios microquirúrgicos Visitec® 1 x 581005 Bolsa de recogida de líquidos Visidrape® 1 x 581047 Paño para instrumental Visiwipe® 1 x 581048 Tira de drenaje ocular Visitec 1 x 581062 Protector lumínico corneal Visitec</p>	20
BVI-223622 (Waltham)	 <p>Paño con mecha y protector lumínico corneal Merocel® 76,2mm (3 x 3")</p>	20
X-400113 (Waltham)	 <p>Kit de catarata Merocel® 5 hemostetas, 1 paño 1 protector lumínico corneal, 1 bolsa de recogida de fluidos de 80 cc con tira de drenaje</p>	10
X-400117 (Waltham)	 <p>Kit ocular Merocel® Incluye: 1 paño con mecha 1 protector lumínico corneal</p>	20

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

<p>BVI-400131 (Waltham)</p>		<p>Kit para LASIK Keracel® Incluye: 1 protector corneal para LASIK, 1 anillo de drenaje Chayet, 1 paño, 5 hemostetas Keracel®</p>	<p>10</p>
<p>BVI-453101 (Waltham)</p>		<p>Hemostetas para LASIK Keracel® 3 hemostetas Keracel® 5 hemostetas Merocel®</p>	<p>20</p>
<p>BVI-40451 (Waltham - solo a la venta en EE. UU.)</p>		<p>Kit de catarata Ultracel® Incluye: 5 hemostetas de celulosa, 1 paño, 1 protector lumínico corneal, 1 bolsa de recogida de fluidos de 80 cc con tira de drenaje</p>	<p>100</p>

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA



Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks
Road Waltham, MA 02452
Oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com