

Linterna de bolsillo

Material no estéril

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

HOJA DE DATOS



Amosta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès
T. 935 893 637 | F. 935 892 829
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

<p>Clase de producto:</p> <p>Clase I FDA Clase I MDD, no estéril De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios</p>	<p>Vida útil:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cuatro (4) años a partir de la fecha de fabricación.
<p>Fabricante:</p> <p>Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.</p>	<p>Uso previsto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Proporcionar una fuente de luz portátil de tamaño reducido.• X-83-20150 la luz de cobalto sirve para explorar el ojo tras teñirlo con fluoresceína y descartar alteraciones o irregularidades.
<p>Información de certificación:</p> <p>CE</p> <p>ISO 9001:2008 - Certificado US10/81384 ISO 13485:2003 - Certificado US10/81385</p>	<p>Composición del producto:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>X-83-10060 y X-83-10080</u><ul style="list-style-type: none">• Tubo: PVC• Clip: acero niquelado• Arandela: ABS,• Bombilla: lámpara N.º 222• Pila: pila AAA HD de carbón• Muelle: alambre de acero al carbono• Pulsador: acero• Sin: látex/ftalatos/componentes de origen animal• <u>X-83-10201 y X-83-20150</u><ul style="list-style-type: none">• Tubo: poliestireno• Clip: acero niquelado• Arandela: acetal Celcon• Bombilla: lámpara N.º 222• Pila: pila alcalina AA• Muelle: alambre de acero al carbono• Cinta conductora: latón• Ensamblaje de contacto del botón de encendido: contacto de latón con acetal Celcon• Filter: Roscolene #861 X-83-20150 solo:• Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal

Para el producto estéril:

- N/D

Material de embalaje:

- X-83-10060 y X-83-10080
- **Principal:** funda de cartón recubierta de SBS /bolsa de poliéster
- X-83-10201 y X-83-20150
- **Principal:** cartón interior/caja de cartón

Características generales:

Beaver-Visitec ofrece una gran variedad de linternas de diagnóstico duraderas, como Maxi-Lite®, y Blu-Spot®

Nuestras duraderas linternas de diagnóstico tienen una duración de 30 minutos para uso continuo y una vida útil de cuatro años

Nuestras linternas ofrecen características como medidores de pupila y cómodos interruptores activados por clip o por giro



Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.





MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amposta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès
T. 935 893 637 | F. 935 892 829
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Información del producto:

Luces de diagnóstico, no estéril		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
X-83-10060	 Linterna de diagnóstico BVI Visitec Doctor, caja de seis unidades	6
X-83-10080	 Linterna de diagnóstico Beaver Visitec Nurse-Mate, caja de seis unidades	6
X-83-10201	 Linterna de diagnóstico Maxi-Lite®	1
X-83-20150	 Linterna de diagnóstico Blu-Spot®	1

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amposta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès
T. 935 893 637 | F. 935 892 829
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Paseo de la Castellana, 95
Planta 18, Madrid, España
Tel.: 0034 91 123 03 35
Fax: 0034 91 181 74 94
www.beaver.visitec.com