


# Cauterio de temperatura variable Accu-Temp®

Material estéril de un solo uso



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b>  Clase II FDA Clase IIb MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cuatro (4) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b>  Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Uso previsto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cauterización en una gran variedad de procedimientos quirúrgicos.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b>  Certificado CE ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b>  <ol style="list-style-type: none"><li>Cable Kanthal A-1</li><li>Latón</li><li>Poliestireno</li><li>Poliestireno</li><li>Acetal</li><li>Acetal</li></ol> <p>(No se muestran en la imagen: capucha protectora blanca - polipropileno, pila AA)</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Sin:</b> látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Óxido de etileno.</li><li>Sterigenics.</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> película de polietileno</li><li><b>Secundario:</b> bolsa de Tyvek</li></ul>

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver-Visitec**  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Los cauterios Accu-Temp® ofrecen una amplia selección de diseños de puntas para cauterización en una gran variedad de procedimientos quirúrgicos.
- Cada cauterio desechable se envasa estéril y completo, con una capucha de seguridad que bloquea el encendido cuando no se está utilizando.

**Advertencia y precauciones:** consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

---

## Información del producto:

Cauterío de temperatura variable Accu-Temp®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
X-84-40000	Cauterío de baja temperatura variable Accu-Temp® Eje de ½" con punta fina	10
X-84-46000	Cauterío de alta temperatura variable Accu-Temp® Eje de ½" con punta fina	10

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive  
Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com