


Cauterio de alta temperatura Accu-Temp®

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase II FDA Clase IIb MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Cuatro (4) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">Cauterización en una gran variedad de procedimientos quirúrgicos.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto:  <ol style="list-style-type: none">Cable Kanthal A-1LatónPoliestirenoAcetalPoliestireno <p>(No se muestran en la imagen: capucha protectora blanca - polipropileno, pila AA)</p> <ul style="list-style-type: none">Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">Óxido de etileno.Sterigenics.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">Principal: película de polietileno/Tyvek Bolsa

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver-Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Los cauterios Accu-Temp® ofrecen una amplia selección de diseños de puntas para cauterización en una gran variedad de procedimientos quirúrgicos.
- Cada cauterio desechable se envasa estéril y completo, con una capucha de seguridad que bloquea el encendido cuando no se está utilizando.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Cauterío de alta temperatura Accu-Temp®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
X-84-42000	Cauterío de alta temperatura Accu-Temp® Eje de ½" con punta fina	10
X-84-43000	Cauterío de alta temperatura Accu-Temp® Eje de ½" con punta de asa	10
X-84-44000	Cauterío de alta temperatura Accu-Temp® Eje de 2" con punta de asa	10
X-84-45000	Cauterío de alta temperatura Accu-Temp® Eje de 2" con punta fina	10
X-84-41500	Cauterío de alta temperatura Accu-Temp® Punta fina Vasector elongada	10

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA