




Cauterio de punta intercambiable Accu-Temp® y mangos de cauterio reutilizables

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase II FDA Clase IIb MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Cuatro (4) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Indicaciones: <ul style="list-style-type: none">Cauterización en una gran variedad de procedimientos quirúrgicos.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <u>(Puntas) 8461050 y 8461060</u>  <ol style="list-style-type: none">Cable Kanthal A-1LatónAcetal <u>(MANGOS) 8461020</u>  <ol style="list-style-type: none">AcetalAcetalPoliestireno <u>8461000</u>  <ol style="list-style-type: none">AcetalAcetalPoliestirenoAcetal <p>(No se muestran en la imagen: capucha protectora blanca - polipropileno, pila AA)</p> <ul style="list-style-type: none">Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.

Para el producto estéril:

8461000 y 8461020

- N/D

8461050 y 8461060

- Óxido de etileno
- Sterigenics

Material de embalaje:

(Puntas) 8461050 y 8461060

- **Principal:** bolsa de papel glassine/cierre por cremallera de polietileno
Bolsa/embudo con revestimiento de cromo

- **Secundario:** bolsa de Tyvek

(Mangos) 8461000 y 8461020

- **Principal:** bolsa con cierre por cremallera de polietileno

Características generales:

(Puntas) 8461050 y 8461060





- Los cauterios Accu-Temp® ofrecen dos diseños de puntas para cauterización en una gran variedad de procedimientos quirúrgicos.
- Cada punta de cauterio desechable se envasa estéril.

(Mangos) 8461000 y 8461020

- Cada cauterio desechable se envasa completo, con una capucha de seguridad que bloquea el encendido cuando no se está utilizando.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Cauterío de punta intercambiable Accu-Temp® y mangos de cauterio reutilizables		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
X-84-61000	 Mango de baja temperatura variable Accu-Temp® reutilizable	10
X-84-61020	 Mango de alta temperatura Accu-Temp® reutilizable	10
X-84-61050	 Cauterío de punta intercambiable Accu-Temp® Punta de asa desechable	25
X-84-61060	 Cauterío de punta intercambiable Accu-Temp® Bisel Use Loop Tip	25

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595
761www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA