

Sistema Ophtho-Burr®

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA, Clase IIb MDD De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil estéril: 8550810: <ul style="list-style-type: none">• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. 8550815, 8550850, 8550860 : <ul style="list-style-type: none">• No estéril
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">• Retirar cuerpos extraños y anillos de óxido de la córnea.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• 8550810 : acero recubierto• 8550815 : principalmente aluminio y Delrin• 8550850 y 8550860 : acero inoxidable y diamante• Sin: látex/PVC (excepto el 8550815) /ftalatos/componentes de origen animal
Estéril 8550810: <ul style="list-style-type: none">• Rayos gamma• Steris Corporation/Isomedix Services No estéril: 8550815, 8550850, 8550860	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">• 8550810: funda de Tyvek dentro en bolsa de Tyvek/polietileno/poliéster• 8550815: estuche de polipiel• 8550850 y 8550860: blíster de PVC en bolsa de polietileno

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Mango con batería.
- El sistema está diseñado para ayudar a retirar cuerpos extraños y anillos de óxido de la córnea.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Sistema Ophtho-Burr®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
X-85-50810 (estéril)	Fresa oftálmica Ophtho-Burr® de 1,0 mm, desechable 	10
X-85-50815 (No estéril)	Mango Ophtho-Burr® 	1
X-85-50850 (No estéril)	Fresa de diamante Ophtho-Burr® de 2,5 mm, reutilizable 	1
X-85-50860 (No estéril)	Fresa de diamante Ophtho-Burr® de 5,0 mm, reutilizable 	1

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452, oficina de
EE. UU.: 866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA