


Venda ocular Guibor Visitec®

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase I MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Indicaciones: <ul style="list-style-type: none">• Diseñada para proteger el ojo en situaciones de sequedad.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• 8590300 = PVC con adhesivo acrílico• 8590310 = Acetato con adhesivo acrílico• Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Óxido de etileno.• Sterigenics, IBA.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">• Blíster: poliéster, polietileno Tyvek Bolsa• Transportista: envase de papel.

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Venda ocular desechable autoadhesiva diseñada para proteger el ojo en situaciones de sequedad, como "ojo seco".
- Fácil de poner y cómoda de llevar.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Venda ocular Guibor Visitec®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad
X-85-90300	Venda ocular de burbujas Guibor Visitec®	10
X-85-90310	Venda ocular plana Guibor Visitec®	10

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Todos los demás clientes:

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire,
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com