




MEDICAL MIX, S.L.
 Amposta, 20
 08174 Sant Cugat del Vallès
 Barcelona/España
 Tels. 902 222 400 · 93 589 36 37
 Fax 93 589 28 29
 mmix@medicalmix.com

FICHA TECNICA MATERIAL FUNGIBLE STATIM

Referencia	Descripción	Utilidad	Modelo	Fabricante	Tipo	Caducidad	Cambio	Medidas (mm)	Presentación	Imagen
102119S	Filtro Biológico	Secado Esterilizador Statim	Statim 2000S/5000/5000S	Scican	Fungible	-	Cada 6 meses	70 x 40 x 28	Paquete 5 unidades	
101652S	Filtro de Aire Statim 5000S	Secado Esterilizador Statim	Statim 5000/5000S	Scican	Fungible	-	Cada 6 meses	43 x 18Ø	Paquete 5 unidades	
100207S	Filtro de Aire Statim 2000S	Secado Esterilizador Statim	Statim 2000/2000S	Scican	Fungible	-	Cada 6 meses	9 x 52Ø	Paquete 5 unidades	
101657S	Papel Termico Statim	Impresión registro Ciclo	Impresora Statim	Scican	Fungible	-	Uso	58 x 24Ø	Caja 10 unidades	