

CASSETTE STANDARD PARA EL STATIM 5000 Y 5000S

REFERENCIA: 101613S

MARCA: SCICAN



Descripción: Sistema de cassette que protege el instrumental al mismo tiempo que facilita su transporte manteniendo la esterilidad.
Sistema patentado

Presentación: Unidad

Tamaño del cassette (Externo): Longitud: 49,5cm incluyendo el asa
Anchura: 19,5cm
Altura: 8cm

Tamaño del cassette (Interno): Longitud: 38cm
Anchura: 18cm
Altura: 8cm

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante, de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 06 de Junio 2014, rev.0