

## JUNTA DE GOMA PARA EL CASSETTE STATIM 5000 Y 5000S

REFERENCIA: 101649S

MARCA: SCICAN



Descripción: Junta de goma que se coloca en la tapa del cassette del Statim para evitar las fugas de vapor y conseguir la estanqueidad del cassette en el proceso de esterilización.

Presentación: Bolsa de 1 unidad

Medidas: 20mm x 40mm

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante, de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 03 de Diciembre 2013, rev.0*