


CASSETTE STANDARD PARA EL STATIM 5000 Y 5000S

REFERENCIA: 104104
MARCA: SCICAN



Descripción: Sistema de cassette que protege el instrumental al mismo tiempo que facilita su transporte manteniendo la esterilidad. . Dispone de un espacio extra para colocar material endoscópico.

Sistema patentado

Presentación: Unidad

Tamaño del cassette (Externo): Longitud: 57cm incluyendo el asa
Anchura: 19,5cm
Altura: 8cm

Tamaño del cassette (Interno): Longitud: 38cm+11,4cm
Anchura: 18cm
Altura: 8cm

Declaración de conformidad basada en la Directiva de productos médicos 93/42 EEC del 14 de Junio del 1993 en relación a los dispositivos médicos (MDD 93/42/EEC)

Fecha de edición: 02 de Febrero del 2016, rev.1