

CASSETTE STANDARD PARA EL STATIM 5000 G4

REFERENCIA: 112384S
MARCA: SCICAN



Descripción: Sistema de cassette que protege el instrumental al mismo tiempo que facilita su transporte manteniendo la esterilidad. Sistema patentado
Presentación: Unidad

Tamaño del cassette (Externo): Longitud: 49,5 cm incluyendo el asa
Anchura: 19,5 cm
Altura: 8 cm

Tamaño del cassette (Interno): Longitud: 38 cm
Anchura: 18 cm
Altura: 8 cm

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante, de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 22 de abril 2015, rev.2