

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## CASSETTE STANDARD PARA EL STATIM 2000 G4

REFERENCIA: 112406S  
MARCA: SCICAN



Descripción: Sistema de cassette que protege el instrumental al mismo tiempo que facilita su transporte manteniendo la esterilidad. Sistema patentado  
Presentación: Unidad

Tamaño del cassette (Externo): Longitud: 41 cm incluyendo el asa  
Anchura: 19,5 cm  
Altura: 4 cm

Tamaño del cassette (Interno): Longitud: 28 cm  
Anchura: 18 cm  
Altura: 4 cm

Dispone de Declaración de Conformidad emitida por el fabricante, de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 23 de abril 2015, rev.2*