



Hojas Micro-Sharp™ Beaver®

Material estéril un solo uso

Distribuido por:



MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Clase del Producto

Clase IIa, estéril, un solo uso
De acuerdo con la Directiva del Consejo
93/42/EEC relativa a los productos sanitarios

Fabricante

Beaver-Visitec International Inc.
Waltham, MA, USA

Información de certificados

- **Certificado CE**
CE 0120
SGS Certificado US10/81383
- **Certificados ISO**
ISO 9001:2008 - Certificado US10/81384
ISO 13485:2003 - Certificado US10/81385

Producto Estéril

- Óxido de Etileno
- Sterigenics, IBA

Caducidad

- 5 a partir de la fecha de fabricación

Indicaciones

Diseñadas para realizar pequeñas incisiones
en cirugías de cataratas.

Composición del Producto

- **Hoja:** Acero inoxidable
- **Parte del tornillo:** HIPS
- **Ausencia de:** Látex / PVC / Ftalatos/
Componentes de origen animal

Material del envase

- **Bolsa:** Papel PET/PE, Tyvek tapa
- **Soporte de hoja:** Tubo PE
- **Caja:** Cartón

Características Generales

- Código de color para simplificar y precisar la identificación.
- Amplia variedad de tamaños disponibles para ajustarse a las preferencias del cirujano.

Cuidados & Precauciones: Leer la etiqueta de la caja y la información para el usuario.

Información para pedidos:

Hojas Micro-Sharp™ Beaver®		
Referencia #	Descripción	Cantidad por caja
BVI-377511	15°, Profundidad 1.5 mm, naranja	6
BVI-377513	15°, Profundidad 3.0 mm, azul	6
BVI-377515	15°, Profundidad 5.0 mm, verde	6
BVI-377522	22.5°, Profundidad 4.0 mm, azul clr.	6
BVI-377530	30°, Profundidad 3.5 mm, negro	6
BVI-377545	45°, Profundidad 3.0 mm, naranja	6



Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amposta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès
T. 935 893 637 | F. 935 892 829
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Paseo de la Castellana, 95
Planta 18, Madrid, España
Tel.: 0034 91 123 03 35
Fax: 0034 91 181 74 94
www.beaver.visitec.com