



Pack INTRAVÍTREA
Ref. BVI-588570
Visitec®

Material estéril de un solo uso



Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Clase del Producto

Clase IIa, estéril, un solo uso
De acuerdo con la Directiva del Consejo
93/42/EEC relativa a los productos sanitarios

Fabricante

Beaver-Visitec International Ltd
Bidford, UK

Información de Certificados

- **Certificado CE**
CE 0120
SGS Certificado US96/7138
- **Certificados ISO**
ISO 9001:2008 - Certificado US96/7137
ISO 13485:2003 - Certificado US96/7140
ISO 14001:2004 - Certificado 423

Producto Estéril

- Irradiación Gamma (cobalto 60)
- Sterigenics, Fleurus, Belgium

Caducidad

- 3 años desde la fecha de fabricación.

Indicaciones

Diseñado para la realización de inyecciones
de productos farmacéuticos en el interior del
globo ocular.

Material del envase

- **Envase unitario:** Cubierta Tyvek, PETG
- **Caja:** Cartón

**Imagen a modo ilustrativo*

Características Generales

- Diseñado para optimizar el tiempo y los recursos mediante la simplificación de la preparación del procedimiento
- Permite reducir los residuos mediomambientales mediante un paquete “todo en uno”
- Reducción de costes y ahorro de tiempo asociado a la compra y almacenaje de los artículos por separado
- Fácil de utilizar, fácil de desechar en contenedores

Cuidados & Precauciones: Leer la etiqueta de la caja y la información para el usuario.

Referencia #	Descripción
BVI-588570	Pack de inyección intravítrea compuesto de : 1 Paño impermeable p/mesa auxiliar 100x140cm (envoltorio) 1 Campo visidrape mini apertura de plástico 41x41cm 1 Blefarostato Visitec 2 Suturas adhesivas 1 Medidor IVT 3.5/x7.5CM 4ply (paquete 5) 2 Aplicadores de punta de algodón 1 Batea (60ml) 1 Bandeja de procedimiento c/2 bateas integradas 21x13,5x3,5cm

Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amposta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès
T. 935 893 637 | F. 935 892 829
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

 bvi Beaver Visitec

Paseo de la Castellana, 95
Planta 18, Madrid, España
Tel.: 0034 91 123 03 35
Fax: 0034 91 181 74 94
www.beaver.visitec.com