

PINZA CORNEAL RECTA 1X2 DIENTES 0,12mm TITANIO

REFERENCIA: K-R052218
MARCA: RHEIN MEDICAL



Descripción:

Fórceps corneal recto con un diente en una de las puntas de la pinza y dos en la otra.

Material:

Titanio. Reutilizable.

Medidas:

Longitud de 86 mm. Dientes de 0,12 mm de largo con un ángulo de 45° respecto a la plataforma.

Presentación:

Caja de 1 unidad.

Fecha de edición: 27 de febrero de 2018, Rev.1.