


## BLEFAROSTATO DE ACERO DURO KRATZ-BARRAQUER, ajuste nasal

REFERENCIA: K-R0808105T-001

MARCA: RHEIN MEDICAL



### Descripción:

Blefarostato de hojas abiertas con ajuste nasal para permitir el acceso a la incisión realizada la cirugía de cataratas con la punta de facó o la de irrigación/aspiración.

### Medidas:

Diseñado para uso en adultos.

### Material:

Acero inoxidable de grado médico. Grueso.

### Presentación:

Caja de 1 unidad. Reutilizable.

*Fecha de edición: 20 de marzo de 2019, Rev.1.*