

PINZA CAPSULORHEXIS PUNTA AGARRE TRIANGULAR MANGO PARALELO 1.75mm MICS

REFERENCIA: K-REE018

MARCA: RHEIN MEDICAL



Descripción: Pinza para capsulorhexis con puntas de agarre triangulares de 1,75 mm y hoja plana. Diseñadas para cirugía de micro incisión de cataratas. Mango paralelo y estriado, para una mejor sujeción.

Material: acero inoxidable grado médico. Reutilizable.

Presentación: Caja de 1 unidad.

Fecha de edición: 20 de febrero de 2019, Rev.1.