

## BLEFAROSTATO SAUER INFANTIL, 11mm

REFERENCIA: K1-5300

MARCA: KATENA



### Descripción:

Pequeño blefarostato de tipo Sauer con hojas sólidas y delicadas que se mantienen separadas con un muelle suave para retraer párpados infantiles.

### Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

### Medidas:

Hojas de 11 mm de ancho.

### Presentación:

Caja de 1 unidad. Reutilizable.

*Fecha de edición: 6 de agosto del 2019, rev.1*