

## LENTE DE AUMENTO PRISMÁTICA SMT 021

REFERENCIA: K30-1425

MARCA: KATENA



Descripción: Lente de 30° de prisma. Permite visualizar el fondo de ojo y el vítreo periférico con una distorsión mínima. Este objetivo ofrece un campo de 36 ° de visión del fondo del ojo. Estéril y de un solo uso.

Aumento: 1.02x.

Presentación: Caja de 10 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0120 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 22 de julio del 2016, Rev.1.*