

## LENTE RETINA 200

REFERENCIA: K31-1330

MARCA: KATENA



### Descripción:

Lente de campo muy amplio para la observación y tratamiento íntegro de la retina. El diseño de la óptica de esta lente permite la visualización y tratamiento de la zona más alejada de la periferia de la retina con la mínima distorsión. Así, con una única de estas lentes de campo extenso de visión puede observarse y tratar toda la retina, sin necesidad de cambiar a otras lentes, e incluso poder visualizar y tratar la ora serrata.

La óptica dispone de un tratamiento antirreflejo y puede ser usada junto con láseres terapéuticos. Es por esto que es especialmente útil, entre otras funciones, para la fotocoagulación panretinal con láser, así como para el diagnóstico de la degeneración macular provocado por la edad y el diagnóstico y tratamiento de la retinopatía diabética.

### Medidas:

Campo de visión de 200°. Magnificación de la imagen de 0,60 aumentos.

Magnificación del punto láser de 1,67 aumentos.

### Presentación:

Estéril y desechable. Caja de 10 unidades.

*Fecha de edición: 9 de agosto de 2019, Rev. 1.*