

TIJERA CAPSULOTOMIA GILLS-VANNAS AFILADA 7mm CURVA

REFERENCIA: K4-5060

MARCA: KATENA



Descripción:

Tijera de tipo Gill-Vannas con puntas afiladas, largas y de forma curva, indicada para intervenciones de capsulotomía durante la cirugía de cataratas.

Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

Medidas:

Hojas de 7 mm de longitud.

Longitud total de 80 mm.

Presentación:

Caja de 1 unidad. Reutilizable.

Fecha de edición: 10 de julio del 2019, rev.1