


## PINZA PARA LIO HABERLE-MCPHERSON 7,5mm ANGULADA

REFERENCIA: K5-5040

MARCA: KATENA



### Descripción:

Pinza de tipo Haberle-McPherson anguladas, con mandíbulas suaves. En la parte interna de las puntas cuenta con una ranura acanalada, dispuesta en diagonal para sujetar el háptico de la lente intraocular.

### Materiales:

Acero inoxidable de grado médico.

### Medidas:

Puntas de 7,5 mm.

Longitud total de 10 cm.

### Presentación:

Caja de 1 unidad. Reutilizable.

*Fecha de edición: 12 de julio del 2019, rev.1*