

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## SOLUCION PSS-L DE LAVADO GLOBO DONANTE

REFERENCIA: AL-GRS 003-00

MARCA: ALCHIMIA



Descripción: PSS-L (*Phosphate buffered Saline Solution*) es una solución reguladora de fosfatos indicada para el lavado del globo de donante, antes de la extracción de córnea, y para lavar la córnea durante la valoración con azul tripán.

### Composición:

- ✓ Cloruro sódico
- ✓ Fosfato sódico
- ✓ Cloruro potásico
- ✓ Fosfato potásico
- ✓ Hidróxido sódico

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Parámetros físico-químicos:

- ✓ pH: 7,40 (7,20-7,60)
- ✓ Contenido en cloruro (%p/p): 0,80-0,88
- ✓ Osmolalidad (MOsm/Kg): 300 (255-345)
- ✓ Solución Estéril

Conservación: a temperatura ambiente (+2C/ +25°C)

Presentación: Caja con 12 frascos de 30 ml.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0546 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 23 de abril 2015, rev. 2*