

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## HPF8 PERFLUORO-N-OCTANO 7mL

REFERENCIA: M-HPF 002-00

MARCA: ALCHIMIA



Descripción: Compuestos perfluorinatos al 100%, más del 99% de perfluoro-n-octano de alta densidad (1,750 kg/L). Para uso intraoperativo durante la cirugía vitreorretiniana para recolocar y estabilizar la retina desprendida. Químicamente y fisiológicamente inerte, no tóxico, incoloro y estable al tratamiento con láser. Menor viscosidad para facilitar la aplicación y la eliminación al final de la cirugía. Índice de refracción favorable para una visualización más sencilla del interfaz perfluorocarbonos - acuoso. Tensión de vapor mayor para vaporización rápida de los residuos. La pureza ha sido comprobada por análisis gas-cromatográfico.

Estéril.

Desechable.

Presentación: Caja con 1 vial de 7mL.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0546 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.