

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

PLATO DE SILICONA PARA EVALUACIÓN DE CÓRNEA

REFERENCIA: AL-MSB 001-00

MARCA: ALCHIMIA



Descripción: MSB es un soporte de silicona para la valoración de la córnea coloreada con azul tripán.

Características técnicas:

MSB	
Composición	Silicona de grado médico
Forma	Sólido estéril
Altura	8 ± 0,3 mm
Diámetro externo	30 ± 0,5 mm
Diámetro interno	16 ± 0,5 mm
Tipo de embalaje	Bolsa estéril
Método de esterilización	Rayos Gamma (según UNI EN 556:2002 Part I y UNI EN ISO 11137:2006)
Temperatura de almacenaje	Temperatura ambiente
Temperatura de uso	Temperatura ambiente

Presentación: Caja con 12 unidades

Código EAN: 8021118000555

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0546 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 23 de abril del 2015, rev.2