

TWIN (TRYPAN BLUE 0,18% + BLULIFE 0,03%) EN JERINGA

REFERENCIA: AL-RMB 004-00

MARCA: ALCHIMIA



Descripción: TWIN se compone de 0,18% Trypan Blue + 0,03% blulife (C₄₈H₅₀N₃NaO₇S) en solución fisiológica, envasada en jeringas precargadas de 0,7 ml cada una.

Diseñado para la tinción de las membranas de la retina, membrana limitante interna (MLI) y membrana epirretiniana (MER).

El producto garantiza una tinción de tejidos pronta y efectiva, sin ningún riesgo para el paciente. Contiene un agente espesante que mejora el contacto entre el colorante y el tejido, lo que permite una visualización clara de las membranas de la retina y la membrana limitante interna. Además, se simplifica la cirugía, lo que hace superfluo el intercambio de fluido / aire realizado antes de la inyección de colorante, a fin de que no se diluya.

Ingredientes	<ul style="list-style-type: none">- Trypan Blue- Blulife (C₄₈H₅₀N₃NaO₇S)- Agente espesante- Cloruro de sodio- Fosfato de sodio monobásico- Fosfato sódico bibásico- Agua para inyección
Estado	Líquido
Volumen	0,7 ml
PH	7,0 – 7,4
Osmolalidad	270 – 330 mOsm/kg
Acondicionamiento	Jeringa
Esterilización	Estéril (calor húmedo según EN 556-1 y EN ISO 17665-1)
Temperatura de conservación	+15°C / +32°C
Endotoxinas	< 0,5 EU/ml

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Presentación: Caja de 6 unidades.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0546 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 12 de Abril de 2018, Rev.2