

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

ACEITE DE SILICONA 1000cs 10mL

REFERENCIA: AL-RSO 003-00

MARCA: ALCHIMIA



Descripción: aceite indicado en la sustitución a largo plazo del humor vítreo extraído durante las intervenciones de vitrectomía. Está compuesto al 100% por polidimetilsiloxano extra-purificado 1000 cS, claro, incoloro, biocompatible e inerte. Fácil visualización del interfaz aceite-acuoso para reducir el riesgo de complicaciones intraoperatorias. Fácil aplicación y eliminación. Contenido de compuestos volátiles inferior al 0,1% para reducir el riesgo de toxicidad retiniana y emulsificación.

Estéril.

Presentación: Caja con 1 vial de 10mL.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0546 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 23 abril 2015, rev. 2