

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

ACEITE DE SILICONA 5000 cs, 10mL EN JERINGA

REFERENCIA: AL-RSO 007-00

MARCA: ALCHIMIA



Descripción: aceite indicado en la sustitución a largo plazo del humor vítreo extraído durante las intervenciones de vitrectomía. Está compuesto al 100% por polidimetilsiloxano extra-purificado 5000 cS, claro, incoloro, biocompatible e inerte. Fácil visualización del interfaz aceite-acuoso para reducir el riesgo de complicaciones intraoperatorias. Fácil aplicación y eliminación. Contenido de compuestos volátiles inferior al 0,1% para reducir el riesgo de toxicidad retiniana y emulsificación. Tamponamiento prolongado estable; la viscosidad más alta se recomienda cuando se requiere un período de tamponamiento más largo. Jeringa manejable, de material polimérico biocompatible con aceite, que aumenta la seguridad para el paciente.

Estéril.

Presentación: Caja con 1 jeringa precargada de 10mL.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0546 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 23 abril 2015, rev. 2