

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

**TRYPAN BLUE 0,25% PARA EVALUACIÓN DE CÓRNEA 250µl**

**REFERENCIA: AL-TBS 001-00**

**MARCA: ALCHIMIA**



Descripción: TB-S es una solución 0,25% de azul tripán para la valoración de la córnea. Esta solución colorea el núcleo y la membrana de Descemet de las células dañadas, permitiendo así una correcta evaluación de la mortalidad de las células endoteliales.

Presentación: Caja con 12 viales de 250 µl.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0546 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

*Fecha de edición: 23 de abril del 2015, rev.2*

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## Características técnicas:

TRYPAN BLUE TSB	
<b>Composición</b>	Azul tripán Cloruro de sodio Fosfato de sodio Cloruro de potasio Fosfato de potasio Agua purificada
<b>Forma</b>	Líquido estéril
<b>Volumen</b>	250 µl
<b>Parámetros fisicoquímicos</b>	PH: 7,4 (7,20 – 7,60) Contenido de azul tripán (% p/V) : 0,25 (0,22 – 0,28) Identificación de cloruros: Positiva
<b>Método de esterilización</b>	Filtración y distribución aséptica (según UNI EN 556- 2 and UNI EN ISO 13408-1)
<b>Temperatura de almacenaje</b>	+2°C / +32°C
<b>Temperatura de uso</b>	Temperatura ambiente
<b>Código EDMA</b>	13 01 03 “tinte celular para microscopio”

Fecha de edición: 24 de diciembre del 2013, rev.0