

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

## TISSUE-C CONSERVANTE DE CÓRNEA A 31°C

REFERENCIA: AL-TIS 001-00

MARCA: ALCHIMIA



Descripción: TISSUE-C preserva perfectamente el metabolismo y la estructura normal del endotelio corneal durante un mínimo de un mes, permitiendo recuperar córneas *borderline*, reduciendo la pérdida de tejidos y aumentando el porcentaje de córneas idóneas para el trasplante. La mezcla antibiótica/antimicótica garantiza una protección antibacteriana y antifúngica eficaz. El medio mantiene sus propiedades fisicoquímicas inalteradas cuando se expone repetidamente a ciclos de congelación-descongelación. No se precisa cambio del medio durante el periodo de cultivo.

Estéril.

Almacenamiento a -20°C

Temperatura de cultivo de la cornea: +31°C

Presentación: Caja con 12 viales de 60mL.

Dispone de Certificado CE emitido por el organismo notificado 0546 de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/EEC.

Fecha de edición: 23 abril 2015, rev. 2