

KIT PTD CIRUGÍA OFTÁMICA START-OPH (KMU18 START)

REFERENCIA: BTI-START PTD-OPH

MARCA: BTI



Descripción: Kit de cirugía oftálmica indicado para obtener membranas de fibrina, coágulo rico en factores de crecimiento y el colirio rico en factores de crecimiento Endoret®. Incluye un conformador para dar forma a la membrana de fibrina.

Composición: Contiene:

1 conformador,

2 pocillos de cristal porta injertos

1 caja de la referencia BTI-KMU18 compuesta por 4 kits.



1 conformador



2 Pocillos de cristal, recipiente porta injertos

Cada kit está compuesto por:

- ✓ **Bandeja Extracción de Sangre-2 (bandeja BBT-2):**
Contiene 6 tubos de extracción.
1 palomilla de extracción.



- ✓ **Bandeja de Fraccionamiento Oftálmico-2 (bandeja OFT-2):**
Contiene 1 PTD2 (Plasma Transfer Device).
1 TP10 (incluye émbolo).



- ✓ **Bandeja de Aplicación Oftálmico-2 (bandeja OAT-2):**
16 Dispensadores monodosis
2 Filtros BTI • 2 agujas 21G
1 Cápsula accionadora
1 Rosca accionadora
1 Base Gradilla
1 Tapa Gradilla



- ✓ **Bandeja para cirugía oftálmica (OST-2):**
1 Jeringa de activación
1 Activador
1 Jeringa de 3 ml
1 Aguja de transferencia
1 Bolsa protectora
1 Etiquetas de paciente
1 Envase transportador del dispensador
1 Tubos TF9-EST



Fecha de edición: 24 de marzo del 2016, Rev.1.