



Cuchilletes Xstar® Beaver® Para implantación

Material estéril un solo uso

Distribuido por:



MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Clase del Producto

Clase IIa, estéril, un solo uso
De acuerdo con la Directiva del Consejo
93/42/EEC relativa a los productos sanitarios

Fabricante

Beaver-Visitec International Inc.
Waltham, MA, USA

Información de Certificados

• Certificado CE

CE 0120
SGS Certificado US10/81383

•ISO Certificados

ISO 9001:2008 - Certificado US10/81384
ISO 13485:2003 - Certificado US10/81385

Producto Estéril

- Radiación Gama (Cobalto 60)
- Steris/ Isomedix

Caducidad

- 5 años a partir de la fecha de fabricación

Indicaciones

Diseñado específicamente para ensanchar
la incisión para el implante de lentes.

Composición del Producto

- Hoja: acero inoxidable
- Mango: Polisulfona
- Ausencia de: Látex / PVC / Ftalatos/
Componentes de origen animal

Material del envase

- Blister: Cubierta Tyvek, PETG
- Soporte de la hoja: HIPS
- Caja: Cartón

Características generales

- El terminado mate reduce el reflejo de la luz del microscopio.

Cuidados & precauciones: Leer la etiqueta de la caja y la información para el usuario.

Información para pedidos:

Cuchilletes Xstar® Beaver® para implantación			
Recto	Angulado 45° Bisel superior	Descripción	Cantidad por caja
	BVI-373432	2mm	10
BVI-373435	BVI-373835	5mm	10
	BVI-373741	4,1mm	10
	BVI-373752	5,2 mm	10



Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amposta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès
T. 935 893 637 | F. 935 892 829
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision in Sight

Paseo de la Castellana, 95
Planta 18, Madrid, España
Tel.: 0034 91 123 03 35
Fax: 0034 91 181 74 94
www.beaver.visitec.com