

Cuchilletes Beaver® Xstar®

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD estéril, de un solo uso, de conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Indicaciones: <ul style="list-style-type: none">• Diseñado para realizar pequeñas incisiones durante las intervenciones quirúrgicas de cataratas.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• Hoja: Acero inoxidable UNS 42010• Mango: Policarbonato• Sin: Látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
Producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Rayos gamma (cobalto 60)• Steris/Isomedix	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">• Blíster: Tyvek recubierto/PETG• Portahojas: HIPS• Transportista: Envase de papel

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Los cuchilletes Beaver® Xstar® están diseñados para realizar una penetración suave y obtener un ancho de incisión preciso.
- Los cuchilletes Beaver® Xstar® están disponibles en una amplia gama de tamaños, en versiones de bisel único o doble, para adaptarse a las últimas innovaciones de las puntas de faco.

Advertencia y precauciones: Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Cuchilletes Beaver® Xstar®			
Bisel único	Bisel doble	Descripción	Cantidad por caja
BVI-373718	-	Cuchillete Beaver® Xstar®, 1,8 mm, 45°, bisel hacia arriba	10
BVI-373722		Cuchillete Beaver® Xstar®, 2,2 mm, 45°, bisel hacia arriba	10
	BVI-370822	Cuchillete Beaver® Xstar®, 2,2 mm, 45°, bisel doble	10
BVI-373724		Cuchillete Beaver® Xstar®, 2,4 mm, 45°, bisel hacia arriba	10
	BVI-370824	Cuchillete Beaver® Xstar®, 2,4 mm, 45°, bisel doble	10
BVI-373725		Cuchillete Beaver® Xstar®, 2,5 mm, 45°, bisel hacia arriba	10
	BVI-370825	Cuchillete Beaver® Xstar®, 2,5 mm, 45°, bisel doble	10
BVI-373726	-	Cuchillete Beaver® Xstar®, 2,6 mm, 45°, bisel hacia arriba	10
-	BVI-370826	Cuchillete Beaver® Xstar®, 2,65 mm, 45°, bisel doble	10
BVI-373727		Cuchillete Beaver® Xstar®, 2,75 mm, 45°, bisel hacia arriba	10
	BVI-370827	Cuchillete Beaver® Xstar®, 2,75 mm, 45°, bisel doble	10
BVI-373728		Cuchillete Beaver® Xstar®, 2,8 mm, 45°, bisel hacia arriba	10
	BVI-370828	Cuchillete Beaver® Xstar®, 2,8 mm, 45°, bisel doble	10
BVI-373328	-	Cuchillete Beaver® Xstar®, 2,8 mm, recto	10
BVI-373730		Cuchillete Beaver® Xstar®, 3,0 mm, 45°, bisel hacia arriba	10
	BVI-370830	Cuchillete Beaver® Xstar®, 3,0 mm, 45°, bisel doble	10
BVI-373330	-	Cuchillete Beaver® Xstar®, 3,0 mm, recto	10
BVI-373732	-	Cuchillete Beaver® Xstar®, 3,2 mm, 45°, bisel hacia arriba	10
BVI-373332	-	Cuchillete Beaver® Xstar®, 3,2 mm, recto	10

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire, OX14
4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA