

# Cuchilletes y cuchillas convencionales Beaver® Optimum™

Material estéril de un solo uso



## HOJA DE DATOS

<b>Clase de producto:</b>  Clase I FDA Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b>  • Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
<b>Fabricante:</b>  Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Indicaciones:</b>  • Diseñados para incisiones punzantes.
<b>Información de certificación:</b>  Certificado CE ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b> • <b>Hoja:</b> Acero inoxidable  • <b>Mango para bisturíes:</b> Policarbonato: 374890, 374891, 374892, 374893, 374894  • <b>Mango para puntas:</b> Polisulfona: 374883, 374884  • <b>Mango para puntas:</b> Policarbonato: 374881, 374882  • <b>Sin:</b> Látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
<b>Para el producto estéril:</b>  <b>Hoja:</b> • Óxido de etileno • Sterigenics Corporation  <b>Bisturíes:</b> • Rayos gamma • Steris Corporation, Isomedix Services	<b>Material de embalaje:</b>  <b>Principal:</b> • HIPS  <b>Secundario:</b> • Blíster PETG, tapa de Tyvek recubierta

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA








**bvi** Beaver Visitec  
Keeping Your Vision in Sight

## Características generales:

- Diseñados para incisiones punzantes de puerto lateral o paracentesis.
- Código de colores para identificarlos fácilmente.

**Advertencia y precauciones:** Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

## Información del producto:

Bisturíes y hojas convencionales Beaver® Optimum™		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-374890	Cuchillete de puerto lateral Beaver® Optimum™ (verde) 15°, curvado a la izquierda 30°	10
BVI-374891	Cuchillete Beaver® Optimum™ 15°, recto 	10
BVI-374892	Cuchillete de puerto lateral Beaver® Optimum™ 22,5°, recto 	10
BVI-374893	Cuchillete de puerto lateral Beaver® Optimum™ 30°, recto 	10
BVI-374894	Cuchillete de puerto lateral Beaver® Optimum™ (bronceado) 45°, recto	10
BVI-374881	Cuchilla Beaver® Optimum™ 15°, recta 	5
BVI-374882	Cuchilla Beaver® Optimum™ 22,5°, recta 	5
BVI-374883	Cuchilla Beaver® Optimum™ 30°, recta 	5
BVI-374884	Cuchilla Beaver® Optimum™ 45°, recta 	5

### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)

### Todos los demás clientes:

85c Park Drive, Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
[www.beaver-visitec.com](http://www.beaver-visitec.com)



Distribuido por:

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA