



## Hoja Beaver® Sclerotome™

Material estéril un solo uso

Distribuido por:



**MEDICALMIX**  
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

### Clase del Producto

Clase IIa, estéril, un solo uso  
De acuerdo con la Directiva del Consejo  
93/42/EEC relativa a los productos sanitarios

### Fabricante

Beaver-Visitec International Inc.  
Waltham, MA, USA

### Información de Certificados

- **Certificado CE**  
CE 0120  
SGS Certificado US10/81383
- **Certificados ISO**  
ISO 9001:2008 - Certificado US10/81384  
ISO 13485:2003 - Certificado US10/81385

### Producto Estéril

- Óxido de Etileno
- Sterigenics, IBA

### Caducidad

- 5 años a partir de la fecha de fabricación

### Indicaciones

Hoja versátil para cirugías de glaucoma y de retina.

### Composición del Producto

- **Hoja:** Acero inoxidable
- **Ausencia de:** Látex / PVC / Ftalatos/  
Componentes de origen animal

### Material del envase

- **Envase unitario:** Cubierta Tyvek, PETG
- **Portador de hoja:** PETG
- **Caja:** cartón



## Características Generales

- Beaver® Sclerotome™ es una hoja versátil para cirugías de glaucoma y de retina.

**Cuidados & Precauciones:** Leer la etiqueta de la caja y la información para el usuario.

**Información para pedidos:**

Hoja Beaver® Sclerotome™		
Referencia #	Descripción	Cantidad por caja
BVI-375700	Hoja multi-lado filo alrededor 35° angulado (ángulo de corte con respecto a la línea de centro del mango)	3



Distribuido por :

# MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amposta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès  
T. 935 893 637 | F. 935 892 829  
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

**bvi** Beaver Visitec  
*Keeping Your Vision in Sight*

Paseo de la Castellana, 95  
Planta 18, Madrid, España  
Tel.: 0034 91 123 03 35  
Fax: 0034 91 181 74 94  
[www.beaver.visitec.com](http://www.beaver.visitec.com)