



Cuchillete Beaver® Sclerotome™

Material estéril un solo uso



Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Clase del Producto

Clase IIa, estéril, un solo uso
De acuerdo con la Directiva del Consejo
93/42/EEC relativa a los productos sanitarios

Fabricante

Beaver-Visitec International Inc.
Waltham, MA, USA

Información de Certificados

- **Certificado CE**
CE 0120
SGS Certificado US10/81383
- **Certificados ISO**
ISO 9001:2008 - Certificado US10/81384
ISO 13485:2003 - Certificado US10/81385

Producto Estéril

- Óxido de Etileno
- Sterigenics, IBA

Caducidad

- 5 años a partir de la fecha de fabricación

Indicaciones

Para cirugías de glaucoma y de retina.

Composición del Producto

- **Hoja:** Acero inoxidable
- **Mango:** Polisulfona
- **Ausencia de:** Látex / PVC / Ftalatos/
Componentes de origen animal

Material del envase

- **Envase unitario:** Cubierta Tyvek, PET/PE
- **Portador de hoja:** HIPS
- **Caja:** Cartón




Características Generales

- Beaver® Sclerotome™ es una hoja versátil para cirugías de glaucoma y de retina.
- Con filo mejorado para una disección más precisa y controlada.

Cuidados & Precauciones: Leer la etiqueta de la caja y la información para el usuario.

Información para pedidos:

Cuchillete Beaver® Sclerotome™		
Referencia #	Descripción	Cantidad por caja
BVI-375701	Hoja multi-lado filo alrededor, superficie de corte más pequeña	3



Distribuido por :

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

Amposta, 20 | 08174 Sant Cugat del Vallès
T. 935 893 637 | F. 935 892 829
mmix@medicalmix.com | www.medicalmix.com

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Paseo de la Castellana, 95
Planta 18, Madrid, España
Tel.: 0034 91 123 03 35
Fax: 0034 91 181 74 94
www.beaver.visitec.com