

Hojas puntiagudas Beaver®

Material estéril de un solo uso

HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: <ul style="list-style-type: none">• Realización de incisiones durante intervenciones quirúrgicas.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• Hoja: acero inoxidable.• Sin: látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal.
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Óxido de etileno.• Sterigenics.	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">• Principal: corsé bivalvo de PETG.• Secundario: blíster de PETG/tapa de Tyvek recubierta.• Transportista: envase de papel.

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

 **Beaver Visitec**
Keeping Your Vision In Sight

Características generales:

- Diseñadas para cumplir las necesidades especiales de la cirugía pediátrica, la paracentesis y la capsulotomía.

Advertencia y precauciones: consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Hojas puntiagudas Beaver®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-375910	Hoja puntiaguda Beaver®, filo de corte de 3,0 mm	3
BVI-375920	Hoja puntiaguda Beaver®, filo de corte de 5,0 mm	3
BVI-375930	Hoja puntiaguda Beaver®, filo de corte de 7,0 mm	3
BVI-375940	Hojas puntiaguda Beaver®, filo de corte de 1,5 mm	3

Todos los demás clientes:

85c Park Drive
Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA