

Cuchilletes Mini-Blade® de Beaver®

Material estéril de un solo uso



FICHA TÉCNICA

Clase de producto: Clase I de la FDA. Clase IIa, estéril y de un solo uso según la Directiva europea 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.	Período de validez: • Cinco (5) años desde la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Uso previsto: • Situaciones que requieran pequeñas incisiones o escisiones.
Información sobre certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: • Hoja: acero inoxidable. • Mango para 374769: polisulfona. • No contiene: látex, PVC, ftalatos ni componentes de origen animal.
Para productos estériles: • Rayos gamma. • Steris Corporation, Isomedix Services. <u>Excepción n.º 374769:</u> • Óxido de etileno. • Sterigenics Corporation.	Material de envasado: • Principal: laminado de aluminio. • Secundario: paquete expositor - dispensador de plástico. <u>Cuchillete n.º 374769:</u> • Principal: bandeja de PETG. • Secundario: PET/película de PE/Tyvek.

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight







Características generales:

- Se utiliza en diversos procedimientos quirúrgicos especializados como cirugía otorrinolaringológica, procedimientos médicos de emergencia, cirugía reconstructiva o cirugía oftalmológica.
- Se ha diseñado para situaciones que requieran pequeñas incisiones o escisiones.
- Diversos procedimientos quirúrgicos especializados.
- Consulte el catálogo para obtener una lista de mangos Beaver® compatibles.

Advertencias y precauciones: consulte la etiqueta de la caja y las instrucciones de uso.

.....

Información del producto:

Cuchilletos Mini-Blade® deBeaver®		
N.º de ref.	Descripción	Cantidad por caja
BVI-374562	Mini-Blade® de Beaver® (ortopédico, 3,18 cm de longitud) 	24
BVI-374769	Hoja quirúrgica Mini-Blade® de Beaver® de 180° 	3
BVI-376100	Mini-Blade® de Beaver® (ortopédico, 3,3 cm de longitud) 	24
BVI-376300	Mini-Blade® de Beaver® (afilado en ambos lados y en la punta) 	6
BVI-376401	Mini-Blade® de Beaver® MIS 6400 (versión más estrecha que la 376400 para cirugía mínimamente invasiva) 	24
BVI-376500	Mini-Blade® de Beaver® (punta afilada, alternativa más pequeña que la hoja general n.º 11) 	24

Sólo clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452 EE. UU.
Oficina: 866 906 8080
Fax: 866 906 4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA