

Cuchilletes estilete/MVR EdgeAhead®

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS

Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">• Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Ltd. Bidford, Reino Unido	Indicaciones: <ul style="list-style-type: none">• Diseñados para crear incisiones punzantes precisas, uniformes y estancas.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003 ISO 14001:2004	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">• Hoja: Acero inoxidable• Mango: Policarbonato• Sin: Látex de caucho natural/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">• Rayos gamma (cobalto 60)• Synergy Health, Reino Unido	Material de embalaje: <ul style="list-style-type: none">• Blíster: Tapa de Tyvek recubierta, PETG• Portahojas: HIPS• Transportista: Envase de papel

Distribuido por:

MEDICALMIX
PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA

bvi Beaver Visitec
Keeping Your Vision in Sight

Características generales:

- Los cuchilletes estilete/MVR EdgeAhead® están diseñados para crear incisiones punzantes precisas, uniformes y estancas.

Advertencia y precauciones: Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Bisturíes estilete/MVR EdgeAhead®		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-376630	Cuchillete estilete/MVR Beaver® EdgeAhead® 0,90 mm recto (20 G)	10
BVI-585231	Cuchillete estilete/MVR Visitec® EdgeAhead® 0,60 mm recto(23 G)	5
BVI-585232	Cuchillete estilete/MVR Visitec® EdgeAhead® 0,60 mm recto(23 G) (45°)	5
BVI-585240	Cuchillete estilete/MVR Visitec® EdgeAhead® 1,1 mm recto (19 G)	5

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire,
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA