

Cuchillas Beaver® Micro-Sharp™ y Cuchilletes Micro-Unitome™

Material estéril de un solo uso



HOJA DE DATOS












Clase de producto: Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	Vida útil: <ul style="list-style-type: none">Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.
Fabricante: Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	Indicaciones: <ul style="list-style-type: none">Diseñados para realizar pequeñas incisiones en cirugía.
Información de certificación: Certificado CE ISO 13485:2003	Composición del producto: <ul style="list-style-type: none">Hoja: Acero inoxidableMango: HIPSSin: Látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal
Para el producto estéril: <ul style="list-style-type: none">GAMMASteris Corporation, Isomedix Services	Material de embalaje: <u>Hojas:</u> <ul style="list-style-type: none">Principal: Tubo PESecundario: Película PET/PETransportista: Envase de papel <u>Bisturíes:</u> <ul style="list-style-type: none">Principal: Bandeja PESecundario: Película PET/PETransportista: Envase de papel

Características generales:

- Las cuchillas punzantes incluyen un código de colores para poder identificarlas de forma sencilla y precisa.
- Están disponibles en una amplia gama de tamaños para que se adapten a las preferencias del cirujano.
- Consulte el catálogo para obtener una lista de los mangos Beaver® compatibles.

Advertencia y precauciones: Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

Información del producto:

Cuchilletos Beaver® Micro-Sharp™ y Micro-Unitome™		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-377511	Cuchilla Beaver® Micro-Sharp® 1,5 mm 15° 	6
BVI-377512	Cuchillete Beaver® Micro-Unitome™ 1,5 mm 15° 	10
BVI-377513	Cuchilla Beaver® Micro-Sharp® 3,0 mm 15° 	6
BVI-377514	Cuchillete Beaver® Micro-Unitome™ 3,0 mm 15° 	10
BVI-377515	Cuchilla Beaver® Micro-Sharp® 5,0 mm 15° 	6
BVI-377516	Cuchillete Beaver® Micro-Unitome™ 5,0 mm 15° 	10
BVI-377522	Cuchilla Beaver® Micro-Sharp® 4,0 mm 22,5° 	6
BVI-377523	Cuchillete Beaver® Micro-Unitome™ 4,0 mm 22,5° 	10
BVI-377530	Cuchilla Beaver® Micro-Sharp® 3,5 mm 30° (negra) 	6
BVI-377531	Cuchillete Beaver® Micro-Unitome™ 3,5 mm 30° (negro) 	10
BVI-377546	Cuchillete Beaver® Micro-Unitome™ 3,0 mm 45° 	10

Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road
Waltham, MA 02452,
oficina de EE. UU.:
866.906.8080
Fax: 866.906.4304
www.beaver-visitec.com

Todos los demás clientes:

85c Park Drive, Milton Park
Abingdon, Oxfordshire
OX14 4RY Reino Unido
Oficina: +44 1865 601 256
Fax: +44 1865 595 761
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

MEDICALMIX

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA