

# Cuchillas Beaver® Micro-Sharp™ y Cuchilletes Micro-Unitome™

Material estéril de un solo uso



## HOJA DE DATOS












<b>Clase de producto:</b> Clase I FDA Clase IIa MDD, estéril, de un solo uso De conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios	<b>Vida útil:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación.</li></ul>
<b>Fabricante:</b> Beaver-Visitec International, Inc. Waltham, MA, EE. UU.	<b>Indicaciones:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Diseñados para realizar pequeñas incisiones en cirugía.</li></ul>
<b>Información de certificación:</b> Certificado CE ISO 13485:2003	<b>Composición del producto:</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Hoja:</b> Acero inoxidable</li><li><b>Mango:</b> HIPS</li><li><b>Sin:</b> Látex/PVC/ftalatos/componentes de origen animal</li></ul>
<b>Para el producto estéril:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>GAMMA</li><li>Steris Corporation, Isomedix Services</li></ul>	<b>Material de embalaje:</b> <u>Hojas:</u> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> Tubo PE</li><li><b>Secundario:</b> Película PET/PE</li><li><b>Transportista:</b> Envase de papel</li></ul> <u>Bisturíes:</u> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Principal:</b> Bandeja PE</li><li><b>Secundario:</b> Película PET/PE</li><li><b>Transportista:</b> Envase de papel</li></ul>

### Características generales:

- Las cuchillas punzantes incluyen un código de colores para poder identificarlas de forma sencilla y precisa.
- Están disponibles en una amplia gama de tamaños para que se adapten a las preferencias del cirujano.
- Consulte el catálogo para obtener una lista de los mangos Beaver® compatibles.

**Advertencia y precauciones:** Consulte la etiqueta y el folleto de la caja.

### Información del producto:

Cuchilletes Beaver® Micro-Sharp™ y Micro-Unitome™		
N.º de artículo	Descripción	Cantidad por caja
BVI-377511	Cuchilla Beaver® Micro-Sharp® 1,5 mm 15° 	6
BVI-377512	Cuchillete Beaver® Micro-Unitome™ 1,5 mm 15° 	10
BVI-377513	Cuchilla Beaver® Micro-Sharp® 3,0 mm 15° 	6
BVI-377514	Cuchillete Beaver® Micro-Unitome™ 3,0 mm 15° 	10
BVI-377515	Cuchilla Beaver® Micro-Sharp® 5,0 mm 15° 	6
BVI-377516	Cuchillete Beaver® Micro-Unitome™ 5,0 mm 15° 	10
BVI-377522	Cuchilla Beaver® Micro-Sharp® 4,0 mm 22,5° 	6
BVI-377523	Cuchillete Beaver® Micro-Unitome™ 4,0 mm 22,5° 	10
BVI-377530	Cuchilla Beaver® Micro-Sharp® 3,5 mm 30° (negra) 	6
BVI-377531	Cuchillete Beaver® Micro-Unitome™ 3,5 mm 30° (negro) 	10
BVI-377546	Cuchillete Beaver® Micro-Unitome™ 3,0 mm 45° 	10

#### Solo para clientes de EE. UU.:

411 Waverley Oaks Road  
Waltham, MA 02452,  
oficina de EE. UU.:  
866.906.8080  
Fax: 866.906.4304  
www.beaver-visitec.com

#### Todos los demás clientes:

85c Park Drive, Milton Park  
Abingdon, Oxfordshire  
OX14 4RY Reino Unido  
Oficina: +44 1865 601 256  
Fax: +44 1865 595 761  
www.beaver-visitec.com



Distribuido por:

**MEDICALMIX**

PASIÓN POR LA OFTALMOLOGÍA